


락틸화 히스톤 H3 (K14) 토끼 다클로날 항체 (Wb/Elisa용) (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000089



소개

리신 14 (K14)에서 락틸화된 히스톤 H3에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 히스톤 H3 락틸화를 검출하며, 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다. 타겟 SWISS: Q16695/P68431.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	젖산-히스톤 H3-K14 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 젖산-히스톤 H3-K14
종	인간
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K14 주변 합성 락틸화 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩