


## Lrp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q07954

품목 번호: CM0013533



### 소개

LRP1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 LRP1(지질 대사 및 TAU 전파에 중요한 505 kDa 내포작용 수용체)과 반응합니다. 심혈관 및 신경과학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 상세 정보                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | LRP1 Rabbit pAb                                                                    |
| 비고/별칭       | APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1 |
| 종           | 인간                                                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 4035                                                                               |
| 면역원         | LRP1 (NP_002323.2)의 아미노산 20-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                          |
| 원천          | 토끼                                                                                 |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                                            |
| SWISS       | Q07954                                                                             |
| 단백질 분자량     | 505 kDa                                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                                               |