

Mafb 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - Q9Y5Q3

품목 번호: CM0017003

소개

MAFB 토끼 다클론 항체는 인간 전사인자 MafB(36kDa)를 표적으로 하는 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응합니다. 조혈 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAFB 토끼 다클론 항체
비고/별칭	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
종	인간
유전자ID (인간)	9935
유전자ID	9935
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9Y5Q3
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백