


Mbd2 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q9Ubb5

품목 번호: CM0017224



소개

메틸-CpG 결합 전사 억제인자이자 NuRD 복합체 구성요소인 인간 MBD2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 유전자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MBD2 토끼 pAb
비고/별칭	DMTase; NY-CO-41; MBD2
종	인간
유전자 ID	8932
면역원	인간 MBD2 (NP_003918.1)의 아미노산 350-411 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBB5
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩