


## Wb 및 Elisa용 Mcm4 토끼 다클론 항체 - P33991

품목 번호: CM0018054



### 소개

인간 MCM4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐에 대한 반응성이 검증되었으며 WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. DNA 복제 라이선싱 및 세포 주기 조절 연구를 위한 필수 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | MCM4 토끼 pAb                                              |
| 비고/별칭       | NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4 |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 4173                                                     |
| 유전자 ID      | 4173                                                     |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                                  |
| 출처          | 토끼                                                       |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                   |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                               |
| SWISS       | P33991                                                   |
| 단백질 무게      | 97kDa                                                    |
| 배송          | 아이스팩                                                     |