

마이크로 알부민(mALB)

품목 번호: mALB

소개

신장 질환 조기 발견을 위한 마이크로알부민(mALB) IVD 테스트 키트를 구매하세요. 콜로이드 골드 방법은 높은 정확도, 넓은 선형 범위, 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 자세히 알아보세요!

자세히 알아보기

기능	설명
제품명	마이크로 알부민(mALB)
숙주 종	염소
면역원	고순도 천연 인간 혈청 알부민
형태/외관	액체
순도	천화성 정제
출처	다클론 항체
응용 분야	신장 손상의 바이오마커로서 소변에서 미세 알부민을 검출합니다.
조건	설명
보관	2-8° C
배송	콜드 팩
유통 기한	2년
지표	요구 사항
외관	제품 외부 포장 상자와 알루미늄 호일 포장 백이完好하고 손상되지 않아야 합니다.
테스트 스트립 너비	테스트 스트립의 너비는 공칭 값의 $\pm 0.20\text{mm}$ 를 초과해서는 안 되며, 공칭 값은 4.00mm입니다.
마이그레이션 속도	액체의 이동 속도는 10mm/분 이상이어야 합니다.
검출 한계	검출 한계는 10.0mg/L보다 높지 않아야 합니다.
선형 범위	10.0mg/L~200.0mg/L 범위에서 선형 상관 계수 $r \geq 0.990$.
정확도	비교 테스트를 통해 검증: 상관 계수 $r \geq 0.975$, 상대 편차 20% 이하.
반복성	키트의 반복성은 10%를 넘지 않아야 합니다.
배치 간 정밀도	키트의 배치 간 차이는 15%보다 크지 않아야 합니다.
안정성	밀봉 된 알루미늄 호일 백에 4 ~ 30 °C에서 보관하고 유통 기한 1 개월 이내의 제품을 테스트합니다. 테스트 결과는 항목 2.1~2.7의 요구 사항을 충족해야 합니다.