


Monomethyl-Histone H3-K79 Rabbit Monoclonal Antibody

(Q16695/P68431) – Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000351



소개

히스톤 H3의 리신 79 단일메틸화(K79me1)에 특이적인 토끼 단일클론 항체. WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP 및 ChIP-seq에 이상적입니다. 사람, 쥐, 랫트의 H3를 인식하며, 광범위한 교차 반응성이 예상됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K79 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K79
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K79 주변 단일메틸화된 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용(Applications)	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람, 쥐, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백