

Monomethyl-Histone H3-K9 Rabbit Mab | Q16695 / P68431 – Wb, Chip, Elisa 등을 위한 메틸화 특이적 항체

품목 번호: CM0000411



소개

리신 9에서 단일 메틸화된 히스톤 H3(H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 광범위한 교차 반응성(인간, 마우스, 랫트)이 예측됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K9 주변 잔기에 상응하는 합성 단일 메틸화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat), 기타(광범위함 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량(Protein Weight)	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)