


## Monomethyl-Histone H4-R3 Rabbit Pab (P62805) | If/Icc, Elisa Ready Antibody

품목 번호: CM0000311



### 소개

인간 히스톤 H4 (SWISS P62805)의 아르기닌 3 단일메틸화에 대한 토끼 폴리클론항체. IF/ICC 및 ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트 및 기종과 교차반응. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MonoMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb                                                                                                 |
| 비고/별칭       | H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3 |
| 종           | 인간                                                                                                                                  |
| GeneID (인간) | H4                                                                                                                                  |
| GeneID      | 8359                                                                                                                                |
| 면역원         | 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 R3 주변 합성 단일메틸화 펩타이드                                                                                        |
| 원천          | 토끼                                                                                                                                  |
| 카테고리        | 메틸화 항체                                                                                                                              |
| 응용          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)                                                                                                            |
| SWISS       | P62805                                                                                                                              |
| 단백질 분자량     | 11kDa                                                                                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                                                                                |