

Monomethyl-Uhrf1-K385 Rabbit Pab (Q96T88) - Wb, Db, Elisa용 후생유전학 항체

품목 번호: CM0000232



소개

K385에서 단일메틸화된 UHRF1 (Q96T88)에 특이적인 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 도트 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 메틸화 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MonoMethyl-UHRF1-K385 Rabbit pAb
비고/별칭	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
종	인간
GeneID (인간)	29128
GeneID	29128
면역원	합성 펩타이드 인간 UHRF1 (NP_001041666.1)의 K385 주변 합성 단일메틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96T88
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백