

Monomethyl-Yap1-K342 토끼 다클로날 항체 (P46937) - Wb 및 Elisa용

품목 번호: CM0000259



소개

리신 342에서 단일 메틸화된 YAP1을 특이적으로 인식하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 WB 및 ELISA 실험에 적합합니다. Hippo 신호 전달에 대한 통찰을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	MonoMethyl-YAP1-K342 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10413
GeneID	10413
면역원	사람 YAP1 (NP_001123617.1)의 K342 부근 합성 단일 메틸화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)