


Wb, Elisa용 토끼 단일클론 Mtap 항체 - Q13126

품목 번호: CM0006213



소개

Western blot(WB) 및 ELISA용 인간 MTAP 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 메티오닌 재활용 및 폴리아민 생합성 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTAP 토끼 mAb
비고/별칭	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
종	인간
GeneID (인간)	4507
GeneID	4507
면역원	인간 MTAP의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002442.2)
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13126
단백질 중량	31kDa
배송	아이스팩