

Myh6/Myh7 토끼 Polymab®, Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 - P13533 / P12883

품목 번호: CM0009406

소개

인간 MYH6/MYH7(심근 중쇄 알파/베타)에 대한 재조합 토끼 PolymAb®입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 인간, 마우스, 래트와 반응성이 검증되었습니다. 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYH6/MYH7 토끼 PolymAb®
비고/별칭	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; 알파-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPM; CMDIS; MYHCB
종	인간
유전자ID (인간)	4624/4625
유전자ID	4624/4625
면역원	합성 펩타이드: 인간 MYH6/MYH7 (NP_002462.2)의 아미노산 1730-1830번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13533/P12883
단백질 분자량	223kDa
배송 방법	아이스팩