

Nat2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P11245

품목 번호: CM0013388



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 NAT2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 NAT2 (SWISS: P11245)와 반응합니다. 약물 대사, 발암물질 생체활성화 및 약물유전체학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	10
GeneID	10
면역원(Immunogen)	제조항 단백질 인간 NAT2 (NP_000006.2)의 아미노산 171-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P11245
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백