

Wb, Elisa용 Nrn1L 토끼 Pab - Q496H8

품목 번호: CM0021877

소개

WB 및 ELISA용 NRN1L 토끼 다클로날 항체(pAb)로, 인간, 마우스, 쥐에서 검증되었습니다. 세포막 및 GPI-앵커 연구를 위한 18kDa 뉴리틴 유사 단백질 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRN1L 토끼 pAb
비고/별칭	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	123904
유전자 ID	123904
면역원	인간 NRN1L (Q496H8)의 아미노산 39-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q496H8
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백