

Oswrky53 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q5W6M7

품목 번호: CM0022747

소개

OsWRKY53 Rabbit pAb, 재조합 Oryza sativa OsWRKY53(aa 1-181)에 대해 생성된 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 앱시스산 및 지베렐린 신호전달에 관여하는 WRKY 전사인자를 검출하며, 핵에 위치함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsWRKY53 Rabbit pAb
비고/별칭	OsWRKY53
종	Oryza sativa (벼)
GeneID	4338474
면역원	재조합 단백질 Oryza sativa OsWRKY53의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q5W6M7)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q5W6M7
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백