


Wb, If/Icc, Elisa용 P75Ntr/Ngfr 토끼 다클로날 항체 - P08138

품목 번호: CM0016814



소개

인간 p75NTR/NGFR (CD271; TNFRSF16)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경 분화, 생존 및 인슐린 의존성 포도당 섭취 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p75NTR/NGFR Rabbit pAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4804
유전자 ID	4804
면역원	인간 p75NTR/NGFR (NP_002498.1)의 아미노산 273-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P08138
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백