

Wb, If/Icc, Elisa용 Pdxk Rabbit Mab - O00764

품목 번호: CM0011704



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 PDXK 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 비타민 B6 대사, PLP 의존성 효소 및 샤르코-마리-투스병 6C형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDXK Rabbit mAb
비고/별칭	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8566
GeneID	8566
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 PDXK (NP_003672.1)의 아미노산 213-312 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00764
단백질 분자량	27kDa/32kDa/35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)