

Pea3 / Etv4 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - P43268

품목 번호: CM0027452



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 Pea3 / ETV4 토끼 다클론 항체입니다. 신경발생과 각질세포 분화에 관여하는 전사인자인 인간, 마우스 및 랫드 ETV4를 인식합니다. 암 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pea3 / ETV4 토끼 pAb
비고 / 별칭	EIAF; PEAS3; EIA-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
종	인간
유전자ID (인간)	2118
유전자ID	2118
면역원	인간 ETV4 (NP_001977.1)의 아미노산 1-284 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43268
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백