

Pgm1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P36871

품목 번호: CM0028413



소개

인간 포스포글루코뮤타아제 1(PGM1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 포도당 대사 및 글리코겐 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGM1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CDGIT; GSD14; PGM1
종	인간
유전자 ID (인간)	5236
유전자 ID	5236
면역원	인간 PGM1 (NP_002624.2)의 아미노산 1-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P36871
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩