

Wb 및 Elisa용 Phf21A 토끼 다클로날 항체 - Q96Bd5

품목 번호: CM0025241



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 PHF21A 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 PHF21A를 검출하며, 이는 뉴런 유전자 억제 및 크로마틴 변형에 관여하는 BHC 코리프레서 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PHF21A Rabbit pAb
비고/별칭	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	51317
면역원(Immunogen)	인간 PHF21A (NP_001095272.1)의 아미노산 461-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96BD5
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)