


Wb, Elisa용 인산화-A-시누클레인-S129 토끼 다클로날 항체 - P37840

품목 번호: CM0001863



소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화- α -시누클레인-S129 토끼 다클로날 항체입니다. 알파-시누클레인(SNCA)의 인산화 세린 129를 표적하며, 파킨슨병 연구에 필수적입니다. - P37840

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	인산화- α -시누클레인-S129 토끼 pAb
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4; 인산화- α -시누클레인-S129
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6622
유전자 ID	6622
항원(Immunogen)	사람 알파-시누클레인(NP_000336.1)의 S129 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)