

Wb, Elisa용 인산화-Akt (S473) 토끼 단일클론 항체 - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0001587



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화-Akt (S473) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 기원의 Akt가 Ser473에서 인산화된 경우에만 내인성 수준을 특이적으로 검출합니다. 암 및 대사 연구에서 PI3K/AKT 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-Akt-S473 토끼 mAb
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; 인산화-Akt-S473
종	인간(Human)
GeneID (인간)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드 인간 AKT1 (NP_005154.2)의 S473 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백