


Phospho-Atf2-T71 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

품목 번호: CM0000579



소개

Thr71에서 인산화된 ATF2에 특이적인 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 전사 및 DNA 손상 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ATF2-T71 Rabbit pAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
종	인간
유전자 ID (인간)	1386
유전자 ID	1386
면역원	합성 펩타이드 인간 ATF2 (NP_001871.2)의 T71 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백