


Wb 및 Elisa용 Phospho-C-Myc-S62 토끼 단일클론 항체 - P01106

품목 번호: CM0001143



소개

사람 및 마우스 샘플의 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에서 검증된 고품질 Phospho-c-Myc-S62 토끼 단일클론 항체입니다. c-Myc 인산화 및 전사 활성 연구에 이상적입니다. 분자량은 약 51 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Myc-S62 Rabbit mAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	4609
GeneID	4609
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 c-Myc (NP_002458.2)의 S62 부위 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스팩