


인산화 C-Myc-T58/S62 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - P01106

품목 번호: CM0000874



소개

WB와 ELISA에서 검증된 인산화 c-Myc (T58/S62) 토끼 단클론 항체입니다. Thr58과 Ser62에서 인산화된 인간 c-Myc에 특이적이며 쥐 교차반응성을 가집니다. Myc 신호전달, 세포증식, 종양유전자 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 내용
제품명	인산화 c-Myc-T58/S62 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58/S62
종	인간
유전자 ID	4609
면역원	인간 c-Myc (P01106)의 T58 및 S62 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백