

인산화 카제인 키나아제 2 알파(Csnk2A1)-T360/S362 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P68400

품목 번호: CM0000881



소개

T360/S362 위치에서 인산화된 CSNK2A1에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 생쥐 카제인 키나아제 2 알파를 검출합니다. 키나아제 신호전달, 세포사멸 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1)-T360/S362 토끼 pAb
비고/별칭	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; 인산화 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1)-T360/S362
종	인간
유전자 ID (인간)	1457
면역원	합성 펩타이드: 인간 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1)의 T360/S362 주변 잔기에 해당하는 인산 특이적 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P68400
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩