


인 Cfl1-S3 인산화 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P23528

품목 번호: CM0000502



소개

인 CFL1-S3 인산화 토끼 다클론 항체는 사람, 생쥐 및 쥐에서 Ser3 위치의 내인성 인산화 코필린-1을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 액틴 역학 및 세포골격 조절 연구를 위한 신뢰할 수 있는 IVD 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 CFL1-S3 인산화 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CFL; 코필린; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
종	사람
사람 유전자 ID	1072
유전자 ID	1072
면역원	합성 펩티드: 사람 CFL1 (NP_005498.1)의 S3 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P23528
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩