


Wb, Elisa용 인산화-Crk P38-Y221 토끼 단클론 항체 - P46108

품목 번호: CM0001059



소개

Crk p38의 Y221 부위에 대한 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간에 교차 반응성이 있습니다. 세포 부착, 이동 및 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Crk p38-Y221 토끼 mAb
비고/별칭	p38; CRKII
종	인간
GeneID (인간)	1398
GeneID	1398
면역원	합성 펩타이드: 인간 Crk p38 (NP_058431.2)의 Y221 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P46108
단백질 분자량	34 kDa
배송 방식	아이스 팩