


Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

품목 번호: CM0001598



소개

ERK1(인산화 T202) 및 ERK2(인산화 T185)를 인식하는 포스포 특이성 토끼 폴리클로날항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. MAPK/ERK 신호전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 Rabbit pAb
종	인간
유전자 ID	5594 / 5595
면역원	인간 ERK1/ERK2 (NP_002737.2)의 T202 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28482 / P27361
단백질 분자량	38kDa/40kDa/43kDa
배송	아이스백