


Phospho-Erk3-S189 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16659

품목 번호: CM0000551



소개

Ser189에서 ERK3(MAPK6)을 표적으로 하는 포스포로-특이적 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 샘플과 교차 반응합니다. MAP 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ERK3-S189 Rabbit pAb
비고/별칭	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
종	인간
유전자 ID (인간)	5597
유전자 ID	5597
면역원	인간 ERK3 (NP_002739.1)의 S189 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16659
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩