

Phospho-Foxo4-S197 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P98177

품목 번호: CM0000925



소개

Phospho-FOXO4 (S197) Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. Ser197에서 인산화된 인간, 마우스, 랫트 FOXO4를 검출합니다. 인슐린 신호 전달, 세포 주기 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FOXO4-S197 Rabbit pAb
비고/별칭	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
종	인간
GeneID (인간)	4303
GeneID	4303
면역원	인간 FOXO4 (NP_005929.2)의 S197 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P98177
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백