


인산화-Gata1-S310 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P15976

품목 번호: CM0001605



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인산화-GATA1-S310 토끼 다클론 항체입니다. Ser310 부위가 인산화된 인간, 생쥐, 쥐 GATA1과 반응합니다. 적혈구 발달 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-GATA1-S310 토끼 pAb
비고/별칭	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Phospho-GATA1-S310
종	인간
GeneID (인간)	2623
GeneID	2623
면역원	합성 펩티드 인간 GATA1의 S310 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P15976
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스팩