

Phospho-Jak2-Y1007/1008 Rabbit Mab For Wb, Elisa - O60674

품목 번호: CM0001440



소개

Phospho-JAK2-Y1007/1008 토끼 단일클론 항체는 인간 JAK2의 Y1007/Y1008에서 인산화된 형태를 특이적으로 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되어 암 및 면역 연구에서 JAK-STAT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-JAK2-Y1007/1008 Rabbit mAb
비고/별칭	JTK10
종 특이성	인간
GeneID (Human)	3717
GeneID	3717
면역원	합성 펩타이드 인간 JAK2 (NP_001309123.1)의 Y1007 & Y1008 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60674
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백