

Phospho-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P46734 / P52564

품목 번호: CM0000457

소개

MAP2K3의 인산화된 S189 및 MAP2K6의 S207을 표적으로 하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증됨. 스트레스 활성화 MAP 키나제 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207 Rabbit pAb
비고/별칭	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
종	인간
GeneID (인간)	5606/5608
GeneID	5606/5608
면역원	인간 MAP2K3/MAP2K6 (NP_002747.2)의 S207 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46734/P52564
배송	아이스팩