


웨스턴 블롯, Elisa용 Phospho-Map2K4-S257 Rabbit Pab - P45985

품목 번호: CM0001736



소개

세린 257에서 인산화된 MAP2K4에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 스트레스 키나제 신호전달, 세포사멸, 면역 항상성 연구를 위한 핵심 도구.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-MAP2K4-S257 Rabbit pAb
비고/별칭	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-S257
종	인간
유전자 ID (인간)	6416
유전자 ID	6416
면역원	합성 펩타이드 - 인간 MAP2K4 (NP_003001.1)의 S257 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45985
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백