

Wb, Elisa용 Phospho-Mek1-T292 토끼 단일클론 항체 - Q02750

품목 번호: CM0001568



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-MEK1-T292 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 MEK1 (MAP2K1)을 검출합니다. MAPK/ERK 신호 전달, 세포 성장, 분화에 필수적입니다. 43 kDa. Q02750.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK1-T292 Rabbit mAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5604
GeneID	5604
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Phospho-MEK1-T292 (Q02750)의 T292 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)