

Wb 및 Elisa용 인산화-Mek1-T292 토끼 다클로날 항체 - Q02750

품목 번호: CM0000907



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 인산화-MEK1-T292 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플의 T292에서 인산화된 MEK1 (MAP2K1)을 검출합니다. MAPK 신호 전달 경로 연구 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-MEK1-T292 Rabbit pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	5604
GeneID	5604
면역원(Immunogen)	사람 MEK1 (NP_002746.1)의 T292 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)