

인산화-Mtor-S2448 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - P42345

품목 번호: CM0001272



소개

인산화-mTOR(Ser2448) 토끼 단클론 항체 (WB, ELISA용). S2448 부위에서 인산화된 인간 및 생쥐 mTOR를 검출하며, 이는 mTORC1 신호전달에 매우 중요합니다. 세포 대사 및 암 연구 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-mTOR-S2448 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAP1; Phospho-mTOR-S2448
종	인간
유전자 ID (인간)	2475
유전자 ID	2475
면역원	합성 펩타이드 인간 mTOR(P42345)의 S2448 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P42345
단백질 분자량	289kDa
배송 방식	아이스백