


Phospho-P53-S367 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0001420



소개

Ser367에서 인산화된 p53에 특이적으로 반응하는 인산화 특이 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 암 연구에서 인간 p53 신호 전달, 세포자멸사 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-S367 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S367
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	합성 펩타이드 인간 TP53 (NP_000537.3)의 S367 부위에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩