


Phospho-P53-S46 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa 용) - P04637

품목 번호: CM0001303



소개

인간 샘플의 WB, IP, ELISA에서 검증된 인 특이적 p53 (Ser46) 토끼 다클론 항체입니다. DNA 손상 유도 세포사멸의 핵심 사건인 Ser46 부위의 종양 억제인자 p53 인산화를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-S46 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
종	인간
유전자 ID	7157
면역원	인간 p53 (NP_000537.3)의 S46 주변 합성 인산화 펩타이드
생산원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백