


인-T389 인산화 P70 S6 키나아제 1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P23443

품목 번호: CM0000951



소개

T389 위치에서 인산화된 p70 S6 키나아제 1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-T389 인산화 p70 S6 키나아제 1 토끼 pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; 인산화-p70 S6 키나아제 1-T389
종	인간
GeneID (인간)	6198
GeneID	6198
면역원	합성 펩타이드: 인간 P70 S6K (NP_003152.1)의 T389 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩