


인산화-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15418

품목 번호: CM0001165



소개

WB 및 ELISA용 인산화-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 토끼 다클론 항체입니다. 세포 성장 및 생존에 관여하는 ERK 신호전달의 하위 효과기인 Thr359과 Ser363에서 인산화된 인간 RPS6KA1을 검출합니다. 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 토끼 pAb
비고/별칭	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; 인산화-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
종	인간
유전자 ID (인간)	6195
유전자 ID	6195
면역원	합성 펩티드 (인간 p90Rsk/RSK1/RPS6KA1의 T359 & S363 부위 합성 인산화 펩티드, NP_002944.2)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15418
단백질 분자량	83kDa
배송 방식	아이스 팩