


Phospho-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q01970

품목 번호: CM0001868



소개

Ser1105 부위가 인산화된 PLC beta 3에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(rat) 종에 대한 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA 실험에 적합합니다. GPCR 매개 이차 전달자 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105 토끼 pAb
비고/별칭	SMDCD; Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
종	인간
유전자 ID (인간)	5331
유전자 ID	5331
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q01970
단백질 무게	139kDa
배송	아이스팩