


Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

품목 번호: CM0001338



소개

인간 PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C 마이오신 인산가수분해효소 조절 소단위의 인산화된 Thr696에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플을 사용한 웨스턴 블로팅 및 ELISA로 검증되었습니다. 세포 신호 전달 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 Rabbit pAb
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
면역원	인간 PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C의 T696 주변 합성 인산화 펩타이드 (PPP1R12A NP_002471.1 기반)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
배송	아이스 팩(Ice bag)