

Phospho-Tp73-Y99 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O15350

품목 번호: CM0000692



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Phospho-TP73-Y99 토끼 pAb. 인간 인산화-p73의 Tyr99 부위를 검출합니다. 세포자멸(apoptosis), DNA 손상 및 폐 분화 연구에 이상적입니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TP73-Y99 Rabbit pAb
비고/별칭	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	7161
GeneID	7161
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드, 인간 TP73의 Y99 잔기 주변에 상응하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
WB, ELISA	
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	O15350
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)