


Phyhd1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

품목 번호: CM0026530



소개

인간 PHYHD1에 대한 토끼 폴리클론항체. 2-옥소글루타르산 의존성 디옥시게나제. WB, IF/ICC, ELISA 적용에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응. 아이스백 배송.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHYHD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PHYHD1
종	인간
GeneID (Human)	254295
면역원	인간 PHYHD1 (NP_001094346.1)의 아미노산 1-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5SRE7
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백