


## If/Icc, Elisa용 Pkc Alpha Rabbit Mab - P17252

품목 번호: CM0007536



### 소개

PKC alpha Rabbit mAb는 인간 단백질 키나제 C 알파에 특이적인 단클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 증식, 세포 사멸 및 암 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 제품명                      | PKC alpha Rabbit mAb                             |
| 비고/별칭                    | AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                        |
| GeneID                   | 5578                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PKC alpha 재조합 단백질                             |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                       |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                    |
| 애플리케이션(Application)      | IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                        |
| SWISS                    | P17252                                           |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 77kDa                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                   |