

Wb, Elisa용 Psph 토끼 단일클론 항체 - P78330

품목 번호: CM0007164



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 PSPH 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. L-세린 생합성의 주요 효소인 포스포세린 포스파타제(phosphoserine phosphatase)를 표적합니다. 대사 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSPH Rabbit mAb
비고/별칭	PSP; PSPHD; PSPH
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	5723

매개변수	값
제품명	PSPH Rabbit mAb
비고/별칭	PSP; PSPHD; PSPH
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	5723
면역원(Immunogen)	인간 PSPH (NP_004568.2)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P78330
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)