


Wb 및 Elisa용 Ptpro 토끼 다클로날 항체 - Q16827

품목 번호: CM0028521



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PTPRO(수용체형 티로신-단백질 인산화효소 O)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 신장 질환 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPRO Rabbit pAb
비고/별칭	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5800
유전자 ID	5800
면역원(Immunogen)	인간 PTPRO (NP_109592.1)의 아미노산 30-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q16827
단백질 분자량	138kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)